

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

HI 12303 pH-электрод

HI 12303 pH-электрод

Image not found or type unknown

Hanna Instruments предлагает широкий выбор pH-электродов, предназначенных для различных применений. Тип стекла, используемого для определения pH, форма колбы, материал корпуса, тип соединения, тип эталона и используемый электролит - это лишь некоторые из конструктивных особенностей.

В HI12303 используется стекло общего назначения (GP), сферическая колба, корпус из полиэфиримида (PEI), одинарная керамическая фритта и двойной спай.

Сферическая колба

Сферическая колба предназначена для общего применения. Другие формы наконечников включают конический наконечник для проникновения и плоский наконечник для измерения поверхности.

Корпус электрода из ПЭИ

Корпус электрода из полиэфиримида (PEI) подходит для широкого спектра применений и превосходит по долговечности полевые измерения. Экранирование вокруг сферического стеклянного наконечника сводит к минимуму

поломки из-за случайного удара или падения электрода. Пластик PEI - это высококачественный пластик, химически устойчивый ко многим агрессивным химикатам.

Электрод с двойным спаем

Электрод с двойным спаем имеет внутренний отсек, окружающий контрольный провод. Ионы серебра присутствуют в электролите внутреннего отсека, в котором находится эталонная проволока Ag/AgCl; электролит вне этого отсека не содержит серебра. Конструкция с двойным спаем означает, что серебро из электрода практически не попадает в образец. Такая конструкция позволяет проводить измерения в тех случаях, когда ионы серебра в образце нежелательны или возможно образование серебряных осадков на спае.

Быстроразъемный дин-коннектор

В HI12303 используется разъем Quick Connect DIN, который позволяет легко и просто присоединять и отсоединять зонд. Данный тип разъема является собственностью измерительного прибора. Совместимые измерительные приборы см. в таблице технических характеристик.

HI12303 представляет собой корпус из полиэфиримида (PEI), pH-электрод с двойным спаем, со встроенным датчиком температуры и подключается к измерителю, имеющему разъем Quick Connect DIN. Этот тип разъема является запатентованным для конкретных измерителей, таких как HI98190. pH-электрод HI12303 имеет один керамический спай во внешней эталонной ячейке, а сферическая pH-чувствительная часть выполнена из стекла общего назначения и защищена ребрами прочного корпуса из PEI. Такая конструкция обеспечивает превосходные результаты при измерениях с помощью портативных измерительных приборов благодаря долговечности и тому, что зонд не требует обслуживания, кроме очистки и калибровки.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	HANNA Instruments
Область применения:	Лабораторный анализ / Контроль технологических процессов
Размер:	Мини (карманные)

Дисплей:	Нет	
Измеряемый параметр:	pH	
Технические характеристики:	Описание	комбинированный pH-электрод
	Особенность	двойной, Ag/AgCl
	Соединение / скорость потока	керамический, одиночный / 15-20 мкл/ч
	Электролит	гель
	Максимальное давление	2 бар
	Диапазон измерений pH	от 0 до 12
	Рекомендуемая рабочая температура	от -5 до 70°C
	Наконечник / Форма	сферический (диам.: 7,5 мм)
	Температурный датчик	Только модель DIN
	Усилитель	Только модель DIN
	Материал корпуса	PEI
	Кабель	коаксиал; 1м
	Рекомендуемое использование	полевое применение, почвенный раствор, фотохимикаты, лаборатория (общего назначения)
	Подключение	Быстроразъемное соединение DIN
Код на сайте:	21180	
Для полевых работ:	Да	