

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

HI 902C

HI 902C

Image not found or type unknown

HI 902C представляет собой автоматический титратор, который предназначен для быстрого и точного лабораторного анализа. HI 902C выполняет различные титрования с разными режимами дозирования титранта, определяя конечную точку и выполняя все необходимые расчеты автоматически.

Титраторы HI 902C компании Hanna Instruments поддерживают до 100 методов анализа. При включении HI902C проводит самодиагностику, после чего прибор готов к выполнению титрования. Большой цветной ЖК-экран HI902C показывает выбранный метод титрования и всю необходимую информацию о ходе анализа.

Кривая титрования в режиме реального времени отображается на дисплее HI902C - эта функция полезна, когда испытываются новые методы или когда процедура требует оптимизации. В конце титрования, все данные, в том числе график, автоматически сохраняются в памяти HI902C и могут быть скопированы на USB-носитель или через прямое соединение на ПК. HI902C поставляется с пакетом стандартных методов титрования. Стандартные и пользовательские методы можно обновить, сохранить или удалить, подключив титратор к ПК с установленным программным обеспечением HANNA или через флэш накопитель.

HI 902C соответствует стандарту GLP (Good Laboratory Practice - Надлежащая лабораторная практика). Вся информация из каждого образца может быть сохранена, в том числе идентификационный номер, дата и время анализа, идентификационный номер электрода и дата последней калибровки. Быстрая система замены бюретки Clip-Lock™ титратора HI902C позволяет всего за несколько секунд, поменять реагент бюретки, чтобы выполнить другое титрование. Она предотвращает перекрестное загрязнение при одновременном снижении потерь времени и реагентов. Бюретки в HI902C легко вынимаются для быстрой замены заборной и дозировочной трубок титратора. Теперь нет необходимости прерывать важный цикл анализа из-за сбоев в работе бюретки, так как с системой замены бюретки Clip-Lock™ титратора HI902C, вы можете просто заменить бюретку и завершить тест с тем же титрантом. Наличие нескольких подготовленных бюреток под рукой делает HI902C компании Hanna Instruments одной из самых быстрых и самых универсальных систем титрования.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	HANNA Instruments
Область применения:	Лабораторный анализ / Молочная промышленность / Мясные производства / Напитки и соки / Пивоварение / Пищевая промышленность / Питиевая вода / Природная вода / Сточная вода / Фармацевтика
Размер:	Настольный

Дисплей:	Цветной
Память:	Да
Измеряемый параметр:	Титрование / Кислотность / Щелочность / Жесткость / Сульфид / Хлорид / Ионметрия / Титрование потенциометрическое

Измерение pH

Диапазон измерения pH: -2,000 ...16,000

Разрешение 0,1 / 0,01 / 0,001

Точность $\pm 0,01$ без учета погрешности датчика

Калибровка: до 5 точек по восьми фирменным и пяти пользовательским растворам

Измерение мВ

Диапазон измерения мВ: -2000 ... +2000

Разрешение 0,1 мВ

Точность $\pm 0,1$ мВ без учета погрешности датчика

Калибровка: калибровка смещения для измерения относительного потенциала

Ионоселективные измерения

Диапазон измерения мВ: 1×10^{-6} to $9,99 \times 10^{10}$ мг/л

Разрешение 1; 0.1; 0.01

Точность $\pm 0,1$ мВ без учета погрешности датчика

Калибровка: до пяти точек

Измерение температуры

Диапазон измерения °C -5,0 ... +105,0 (кратковременно)

Разрешение 0,1

Точность $\pm 0,1$ °C без учета погрешности датчика

Код на сайте: 6688

Для полевых работ: Нет