

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

UDK 149

UDK 149

Image not found or type unknown

Автоматический для дистилляции по Кьельдалю.

Паровой дистиллятор UDK 149 фирмы VELP используется для отгонки аммиачного азота после минерализации.

Дистиллятор автоматически добавляет борную кислоту в приемную колбу, воду и щелочь — в колбу Кьельдаля и выполняет отгонку. Для получения 100 мл дистиллята требуется 3 минуты при максимальной мощности парогенератора.

Дистиллятор поддерживает подключение к титраторам основных производителей и может по окончании дистилляции запустить титрование. После титрования аппарат самостоятельно промывает титровальную колбу и снова готов к работе.

Характеристики

Бренд:

SI Analytics

Бренд:	VELP SCIENTIFICA	
Область применения:	Молочная промышленность / Мясные производства / Напитки и соки / Пищевая промышленность	
Размер:	Большой	
Дисплей:	Цветной	
Память:	Да	
Измеряемый параметр:	Белок	
Технические характеристики:	Модель	UDK 149
	Тип	Автоматический
	Программ в памяти	20
	Автоматическое дозирование	Щелочь, вода для разбавления, борная кислота в приемную колбу
	Регулировка мощности пара	от 10% до 100%
	Автоматическое удаление остатков дистилляции	Задается в программе
	Автоматическое удаление остатков титрования	Да, при подключении титратора
	Автоматическая промывка титровальной колбы	Да
	Дисплей	Цветной, сенсорный, 3,5"
	Подключения	Принтер для чеков, RS-232, TTL,
	Воспроизводимость	1%
	Эффективность извлечения	>99,5%
	Расход воды	0,5 л/мин при 15°C, 1 л/мин при 30°C
	Электропитание	230 В, 2,1 кВт
	Габариты	385x780x416
	Вес	26 кг

Код на сайте:	6676
Для полевых работ:	Нет