

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Digital Titrator

Digital Titrator

Image not found or type unknown

Основные преимущества:

- быстрее, чем бюреточное титрование
- точность до +1%
- полная портативность
- сменные картриджи

Наиболее критическим моментом в процессе каждого титрования является точность определения объема добавленного титранта. Обычные бюреточные методы характеризуются приемлемой точностью, но результаты могут варьировать от теста к тесту из-за индивидуальных различий в технике титрования.

Вот почему большинство аналитиков предпочитает пользоваться высокоточным цифровым титратором, запатентованным фирмой HACH. Титрование с помощью цифрового титратора быстрое и точное, получаемые результаты характеризуются высокой воспроизводимостью. При работе с титратором используются концентрированные растворы титрантов, упакованные в компактных сменных картриджах. HACH выпускает более 75 картриджей с титрантами, каждый картридж рассчитан на 40..100 анализов (в зависимости от концентрации

образцов). Картриджи можно заказать индивидуально или в составе наборов, включающих также раствор индикатора и все необходимые буферы. Для аналитиков, предпочитающих работать с собственными растворами реагентов, HACH предлагает пустые картриджи.

Ручной титратор цифровой титратор поставляется в комплекте с детальной инструкцией по эксплуатации и иллюстрированным описанием всех методик анализа. В большинстве методик имеется раздел, посвященный подготовке образцов к анализу, что расширяет область применения методик.

Основные преимущества:

- быстрее, чем бюреточное титрование
- точность до +1%
- полная портативность
- сменные картриджи

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	HACH
Область применения:	Лабораторный анализ / Контроль технологических процессов / Природная вода / Питательная вода / Водоснабжение / Энергетика / Тест-набор
Размер:	Миди (портативные)
Измеряемый параметр:	Жесткость / Хлорид / Кислотность / Щелочность / Титрование ручное / Титрование

Технические
характеристики:

Параметр	Метод	Диапазон	Кат. №
Гипохлорид	Йодометрия	50-150 г/л Cl ₂	2687000
Железо	Сульфосалициловая к-та/ЭДТА	10-100 мг/л	2449200
Железо	Сульфосалициловая к-та/ЭДТА	100-1000 мг/л	2449300
Жесткость (Ca)	CalVer/ЭДТА	0.5-6 мг-экв./л	2447300
Жесткость (Ca)	CalVer/ЭДТА	3.5-36 мг-экв./л	2447400
Жесткость (Ca)	CalVer/ЭДТА	10-160 мг/л CaCO ₃ *	2447200
Жесткость (Ca)	CalVer/ЭДТА	100-4000 мг/л CaCO ₃ *	2447500
Жесткость (общая)	ManVer/ЭДТА	0.5-6 мг-экв./л	2447800
Жесткость (общая)	ManVer/ЭДТА	3.5-36 мг-экв./л	2447900
Жесткость (общая)	ManVer/ЭДТА	10-160 мг/л CaCO ₃ *	2448000
Жесткость (общая)	ManVer/ЭДТА	100-4000 мг/л CaCO ₃ *	2448100
Жесткость (общая + Ca + Mg)	ЭДТА	3.5-36 мг-экв./л	2448500
Жесткость (общая + Ca + Mg)	ЭДТА	10-160 мг/л CaCO ₃ *	2448600
Жесткость (общая + Ca + Mg)	ЭДТА	100-4000 мг/л CaCO ₃ *	2448700
Кальций	ЭДТА	4-64 мг/л	2447200
Кальций	ЭДТА	40-1600 мг/л	2447500
Кислород	Реагент Винклера	1-10 мг/л	2272200
Кислота	Щелочное титрование	См. инстр.	
Кислотность	Метилоранж/фенолфталеин	10-4000 мг/л CaCO ₃ *	2272800
Кислоты (летучие)	Гидроксид натрия	100-2400 мг/л	2460200
Магний	ЭДТА	1-20 мг/л	2447200
Магний	ЭДТА	20-200 мг/л	2447500
Нитриты	Цериметрия	100-2500 NaNO ₃	2270701
Сульфит	Йодометрия	10-800 мг/л	2272300
Хлор (общий)	Тиосульфат	20-2000 мг/л	2272500
Хлор (остаточный/общий)	DPD	0-0.3 мг/л	2445300
Хлориды	Нитрат ртути	10-8000 мг/л	2272600
Хлориды	Нитрат серебра	10-8000 мг/л	2288000
Хром (VI)	Тиосульфат	20-400 мг/л	2272400
Хроматы	Тиосульфат натрия	20-400 мг/л	2272400

Код на сайте:

6073