

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Астана +7 (7172) 69-68-15

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Владимир +7 (4922) 49-51-33

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Воронеж +7 (4732) 12-26-70

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Иваново +7 (4932) 70-02-95

Иркутск +7 (3952) 56-24-09

Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32

Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65

Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23

Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Калининград +7 (4012) 72-21-36

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Первоуральск +7 (3439) 26-01-18

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Саранск +7 (8342) 22-95-16

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64

Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Чебоксары +7 (8352) 28-50-89

Череповец +7 (8202) 49-07-18

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

HI 3897 Набор для проверки кислотности оливкового масла

HI 3897 Набор для проверки кислотности оливкового масла

Image not found or type unknown

Процентная кислотность оливкового масла является прямым показателем его качества, классификации и свежести. Обычно проверка кислотности - сложный процесс, требующий использования различных химикатов в лабораторных условиях. В наборе HI3897 используется метод титрования, при котором конечная точка определяется визуально, когда цвет меняется с желто-зеленого на розовый. С помощью набора для проверки кислотности оливкового масла можно проверять качество оливкового масла на различных этапах обработки и хранения, чтобы контролировать и поддерживать высочайшее качество.

Все необходимые материалы включены в набор для тестирования, такие как одноразовые флаконы с растворителем, раствор титранта, калиброванный шприц и магнитная мешалка.

Показания кислотности от 0,00 до 1,00% определяются с разрешением 0,01% (0,01 мл).

Когда реактивы закончились, покупать новый набор не нужно. Новый набор реагентов, содержащий раствор титранта и бутылки с органическим растворителем для 10 тестов, можно заказать индивидуально.

Набор для проверки кислотности оливкового масла HI3897 - это удобный способ определить процентную кислотность оливкового масла.

Характеристики

Бренд: SI Analytics

Бренд: HANNA Instruments

Область применения: Контроль технологических процессов / Пищевая промышленность / Тест-набор

Измеряемый параметр: Кислотность

диапазон	от 0,00 до 1,00% кислотности
разрешение	0,01 мл = 0,01%
количество тестов	6
информация для заказа	HI3897 поставляется с 6 готовыми к использованию флаконами с органическим растворителем, магнитной мешалкой HI180I / MB, калиброванным шприцем для дозирования масла, калиброванным шприцем для дозирования титранта с наконечником, титрантом (флакон 20 мл), прочным футляром для переноски и инструкциями.
реагент	HI3897-010

Технические характеристики: