

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

TS 608

TS 608

Image not found or type unknown

Для инкубации образцов при постоянной температуре в течение периода реакции необходим термостат. WTW предлагает термостаты разлитного размера с температурой, регулируемой в пределах 10 °C до 40 °C с питанием 230 В/50 Гц. Точность поддержания температуры составляет ± 1 °C.

Обновленные модели термостатов БПК. Отличаются хладагентом R600a и лучшей теплоизоляцией.

Поскольку образцы необходимо непрерывно перемешивать, в термостатах предусмотрены внутренние розетки для подачи питания к мешалкам. В зависимости от конструкции, имеется от 2 до 4 полок, таким образом, возможно термостатирование одновременно до 48 стандартных образцов БПК с магнитными мешалками IS 12 или IS 6 Var.

Большая модель TS 1008i разработана для специальных применений и имеет достаточно места для размещения склянок 1,5 л или склянок с боковыми носиками

Модели TS 608/2i и TS 608/4i на заказ комплектуются прозрачной дверцей специально для применения с системой

OxiTop® Control, чтобы собирать данные, не открывая закрытую стеклянную дверцу. Таким образом полностью исключаются флуктуации температуры.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics			
Бренд:	WTW			
Область применения:	Водоснабжение / Лабораторный анализ / Молочная промышленность / Оборудование для водоканалов / Очистные сооружения / Природная вода			
Размер:	Большой			
Дисплей:	ЖК			
Измеряемый параметр:	БПК			
Технические характеристики:		TS 608/2-i	TS 608/4-i	TS 1008-i
	Число полок		2	44 больших полки
	Количество образцов	2 x 12 склянок БПК	4 x 12 склянок БПК	4 x 12 склянок БПК 4 x 6 специальных склянок
	Стеклянная дверца	Опция	Опция	—
	Контроль температуры	+10 °C ... +40 °C ±1 K; Шаг настройки 1 °C		
	Внешняя температура	Работа: +10 °C ... +32 °C (класс климата SN); Хранение: –25 °C ... +65 °C		
	Объем	180 л	360 л	500 л
	габариты внешн.:	850 x 600 x 600	1640 x 600 x 610	1640 x 750 x 730
	(В x Ш x Г, мм) внутр.:	702 x 513 x 441	1452 x 470x 440	1452x 600 x 560
	Вес	34 (43) кг	53 (69) кг	69 кг
Код на сайте:	6789			
Для полевых работ:	Нет			