

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

inoLab pH/ION 7320

inoLab pH/ION 7320

Image not found or type unknown

Для рутинных измерений или редких специальных анализов pH/ION 7320 — идеальный выбор точного прибора. Графический дисплей делает удобными высокоточные измерения содержания ионов или pH. 5-точечная калибровка по pH и до 7 калибровочных точек для ион-селективных измерений гарантируют высокое разрешение измерений, основанное на вычислении нелинейных калибровочных кривых.

Для документирования результатов имеется память на 500 измерений. Всязь с ПК через USB-интерфейс.

Доступны модели с DIN или BNC разъемами. Также доступны модели со встроенным принтером.

Характеристики

Бренд: SI Analytics

Бренд: WTW

Область применения:	Водоснабжение / Контроль технологических процессов / Лабораторный анализ / Напитки и соки / Оборудование для водоканалов / Очистные сооружения / Питьевая вода / Природная вода / Сточная вода / Чистая вода
Размер:	Настольный
Дисплей:	ЖК
Память:	Да
Измеряемый параметр:	pH / ОВП / Ионметрия

Технические характеристики:	Модель	pH/ION 7320
	Диапазон/	-2,000 ... +20,000 pH
	pH:	
	Разрешение	-999,9 ... +999,9 мВ
	мВ:	-2000 ... +2000 мВ
	Температура:	5 ... +105 °C /0.1 °C
		0,000 ... 10,000 мг/л
		0,00 ... 100,00 мг/л
	Концентрация:	0,0 ... 1000,0 мг/л
		0 ... 2000 мг/л
		±0,004 pH
	Точность	±0,01 pH
	(±1 знак)	±0,2 мВ, ±1 мВ
		±0,1 K
	Калибровка	Автоматическая калибровка MultiCal®
		2-/3-/4-/5-точечная
	AutoCal	2-/3-/4-/5-очечная
	AutoCalTec	1-/2-точечная
	ConCal®	2- до 7-точечная
	ISECal	
	Особые функции:	Метод добавок(простой) Метод вычитания, Добавка образца, Вычитание образца, Холостая добавка, Коррекция холостой пробы
Код на сайте:	6642	
Для полевых работ:	Нет	