

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Кюветные тесты Hach Lange

Кюветные тесты Hach Lange

Image not found or type unknown
Кюветные тесты Hach Lange для DR 6000, DR 3900, DR 1900, DR 5000

Наборы реагентов LANGE

Кат.№	Наименование определяемого параметра	Диапазон измерения	Модель прибора	Кол-во тестов		
DR6000	DR3900	DR1900	DR5000			
LCK242	α - дикетоны (диацетон)	0,015 – 0,5 мг/кг	+	+	- +	25
LCW250	Агенты-восстанов. для котл. воды	0,02 - 1 мг/л (DEHA)	+	+	- +	100
LCK304	Азот аммонийный (N-NH ₄)	0,015 - 2 мг/л	+	+	+ +	25
LCK305	Азот аммонийный (N-NH ₄)	1 - 12 мг/л	+	+	+ +	25

LCK303	Азот аммонийный (N-NH ₄)	2 - 47 мг/л	+	+	+	+	25
LCK302	Азот аммонийный (N-NH ₄)	47 - 130 мг/л	+	+	+	+	25
LCK339	Азот нитратный (N-NO ₃)	0,23 - 13,5 мг/л	+	+	+	+	25
LCK340	Азот нитратный (N-NO ₃)	5 - 35 мг/л	+	+	+	+	25
LCK541	Азот нитритный (N-NO ₂)	0,0015 - 0,03 мг/л	+	+	-	+	50
LCK341	Азот нитритный (N-NO ₂)	0,015 - 0,6 мг/л	+	+	+	+	25
LCK342	Азот нитритный (N-NO ₂)	0,6 - 6 мг/л	+	+	+	+	25
LCK138	Азот общий связанный LatoN	1 - 16 мг/л TNb	+	+	+	+	25
LCK338	Азот общий связанный LatoN	20 - 100 мг/л TNb	+	+	+	+	25
LCK238	Азот общий связанный LatoN	5 - 40 мг/л TNb	+	+	+	+	25
LCK318	Активность ила		+	+	-	+	24
LCK301	Алюминий (Al)	0,02 - 0,5 мг/л	+	+	+	+	24
LCK390	АОХ	0,05 - 3 мг/л	+	+	+	+	24
LCK391	АОХ (с экспресс-разложением)	0,005 - 0,5 мг/л	+	+	-	+	12
LCK307	Бор (В)	0,05 - 2,5 мг/л	+	+	+	+	24
LCK554	БПК5 (требуется термостат LT20)	0,5 - 12 мг/л	+	+	+	+	20
LCK555	БПК5 (требуется термостат LT20)	4 - 1650 мг/л	+	+	+	+	39
LZC901	Комплект для приготовления разбавляющей воды для БПК	Для LCK554 и LCK555					
LZC555	BioKit - микроорганизмы для заселения разбавляющей воды БПК	Для LCK554 и LCK555					
LCW058	Водорода пероксид (H ₂ O ₂)	1 - 10 г/л	+	+	+	+	40

LCW025	Гидразин (N_2H_4)	0,01 - 2 мг/л	+	+	+	+	60
LCK241	Единицы горечи (BU)	33 единицы горечи	+	-	-	+	25
LCK320	Железо общее ($Fe^{3+}+Fe^{2+}$)	0,2 - 6 мг/л	+	+	+	+	24
LCK321	Железо общ. ($Fe^{3+}+Fe^{2+}$, для стоков)	0,2 - 6 мг/л	+	+	+	+	25
LCK521	Железо, следы (Fe)	0,01 - 1 мг/л	+	+	-	+	20
LCW021	Железо, следы (Fe)	0,05 - 2,0 мг/л,	+	+	-	+	50
0,005 - 0,25 мг/л							
LCK327	Жесткость воды (Ca+Mg)	1 - 20 °dH,	+	+	+	+	25
5 - 100 мг/л Ca,							
3 - 50 мг/л Mg							
LCK427	Жесткость остаточная, (Ca+Mg)	0,02 - 0,6 °dH,	+	+	+	+	24
0,1 - 2 мг/л Ca,							
0,15 - 2 мг/л Mg							
LCK240	Йод (прямой метод) МЕВАК	йодное число >0.2	+	+	-	+	24
LCK308	Кадмий (Cd)	0,02 - 0.3 мг/л	+	+	+	+	25
LCK328	Калий (K)	8 - 50 мг/л	+	+	+	+	24
LCK388	Карбонат/диоксид углерода (CO_2)	55 - 550 мг/л	+	+	-	+	25
LCK362	Кислотная ёмкость	0.5-8 ммоль/л	+	+	+	+	25
LCK357	Крахмал	5 - 150 мг/л	+	+	+	+	25
LCW028	Кремний (SiO_2)	0,01 - 0,8 мг/л	+	+	-	+	50
LCK326	Магний (Mg)	0,5 - 50 мг/л	+	+	+	+	25

LCW032	Марганец (Mn)	0,02 - 5 мг/л	+	+	-	+	50
LCK529	Медь (Cu)	0,01 - 1 мг/л	+	+	-	+	20
LCK329	Медь (Cu)	0,1 - 8 мг/л	+	+	+	+	25
LCK229	Медь (для кисло-гальван. ванн)	2 - 100 г/л	+	+	+	+	25
LYW185	Ментол в дистилляте	0,5 - 15 мг/л	+	+	-	+	24
LCK330	Молибден (Mo)	3 - 300 мг/л	+	+	+	+	24
LCK537	Никель (Ni)	0,05 - 1 мг/л	+	+	-	+	20
LCK337	Никель (Ni)	0,1 - 6 мг/л	+	+	+	+	25
LCK237	Никель сульфат и сульфамат	5 - 120 г/л	+	+	+	+	25
LCK359	Олово (Sn)	0,1 - 2 мг/л	+	+	+	+	24
LCK380	ООУ (ТОС - дифференциальный)	2 - 65 мг/л	+	+	+	+	25
LCK381	ООУ (ТОС - дифференциальный)	60 - 735 мг/л	+	+	+	+	25
LCK385	ООУ (ТОС - метод продувки)	3 - 30 мг/л	+	+	+	+	25
LCK386	ООУ (ТОС - метод продувки)	30 - 300 мг/л	+	+	+	+	25
LCK387	ООУ (ТОС - метод продувки)	300 - 3000 мг/л	+	+	+	+	25
LCK365	Органические кислоты	50 - 2,5000 мг/л	+	+	-	+	25
LCK395	Проявитель	0,5-7,5 мг/л	+	+	-	+	25
LCK332	ПАВанионные	0,2 - 2 мг/л	+	+	+	+	24
LCK334	ПАВнеионные	0,1 - 20 г/л	+	+	+	+	25
LCK333	ПАВнеионные	0,2 - 6 мг/л	+	+	+	+	24
LCK433	ПАВнеионные	6-200 мг/л	+	+	+	+	24
LCK331	ПАВкатионные	0,2 - 2 мг/л	+	+	+	+	25
LCK306	Свинец (Pb)	0,1 - 2 мг/л	+	+	+	+	25

LCK354	Серебро (Ag)	0,04 - 0,8 мг/л	+	+	+	+	24
LCK355	Серебро (Ag)	5 - 2500 мг/л	+	+	+	+	24
LCK300	Спирты	0,01 - 0,12 г/л	+	+	+	+	24
LCK153	Сульфат (SO_4)	40 - 150 мг/л	+	+	+	+	25
LCK353	Сульфат (SO_4)	150 - 900 мг/л	+	+	+	+	25
LCW053	Сульфид (S^{2-})	0,1 - 2 мг/л	+	+	-	+	35
LCK653	Сульфид (S^{2-})	0,1 - 2 мг/л	+	+	+	+	25
LCW054	Сульфит (SO_3)	0,1 - 5 мг/л	+	+	-	+	100
LCK345	Фенолы ($\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$)	0,05 - 5 мг/л	+	+	+	+	24
LCK346	Фенолы ($\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$)	5 - 200 мг/л	+	+	+	+	24
LCK325	Формальдегид (CH_2O)	0,5 - 10 мг/л	+	+	+	+	24
LCK349	Фосфаты (PO_4)	0,15 - 4,5 мг/л	+	+	+	+	25
LCK348	Фосфаты (PO_4)	1,5 - 15 мг/л	+	+	+	+	25
LCK049	Фосфаты (PO_4)	5 - 90 мг/л	+	+	+	+	25
LCK350	Фосфаты (PO_4)	6 - 60 мг/л	+	+	+	+	25
LCK323	Фтор (F^-)	0,1 - 1,5 мг/л	+	+	+	+	25
LCW510	Хлор своб. и общий (Cl_2)	0,03 - 0,4 - 1,5 мг/л	+	+	-	+	100
Озон (O_3)	0,03 - 0,4 - 1,5 мг/л						
LCK310	Хлор своб. и общий (Cl_2)	0,05 - 2,0 мг/л	+	+	+	+	24
Хлора диоксид (ClO_2)	0,09 - 1,5 мг/л						
Озон (O_3)	0,05 - 2,0 мг/л						
LCK311	Хлорид (Cl^-)	1 - 70 мг/л	+	+	+	+	24
LCI500	ХПК (O_2) ISO*	0 - 150 мг/л	+	+	+	+	24

LCI400	ХПК (O ₂) ISO*	0 - 1000 мг/л	+	+	+	+	24
LCK414	ХПК (O ₂) *	5 - 60мг/л	+	+	+	+	24
LCK314	ХПК (O ₂) *	15 - 150 мг/л	+	+	+	+	25
LCK614	ХПК (O ₂) *	50 - 300 мг/л	+	+	+	+	25
LCK514	ХПК (O ₂) *	100 - 2000 мг/л	+	+	+	+	25
LCK114	ХПК (O ₂) *	150 - 1000 мг/л	+	+	+	+	25
LCK014	ХПК (O ₂) *	1000 - 10000 мг/л	+	+	+	+	25
LCK914	ХПК (O ₂) *	5 - 60 г/л	+	+	+	+	25
LCK213	Хром (для кисло-гальван. ванн)	50 - 450г/л	+	+	+	+	25
LCK313	Хром общий и VI (Cr)	0,03 - 1 мг/л	+	+	+	+	25
LCK319	Цианид легко выделяемый (CN)	0,03 - 0,35 мг/л	+	+	+	+	24
LCK315	Цианид свободный(CN)	0,01 - 0,6 мг/л	+	+	+	+	25
LCK360	Цинк (Zn)	0,2 - 6 мг/л	+	+	+	+	24

* реагенты ХПК требуют
разложения в термореакторе
LT200 или HT200S

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	НАСН
Область применения:	Лабораторный анализ
Код на сайте:	9389
Для полевых работ:	Нет